

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ПОВЕРХНОСТЬ МОДЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТСЯ СЛИШКОМ ШЕРОХОВАТОЙ, И ПОЧЕМУ ПАКОВОЧНАЯ МАССА ЧАСТИЧНО ОСТАЕТСЯ В ФОРМАХ ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ?

Если исходить из того, что паковочная масса была приготовлена в соответствии с рабочей инструкцией, т.е. были соблюдены пропорции паковочная масса/ жидкость для замешивания, правильно выдержано время замешивания и твердения, материал хранился и обрабатывался при указанной температуре, то чаще всего причиной для этого может быть температура дублировочного материала. К таким эффектам часто приводят формы из геля, затвердевающие в холодной воде. Пожалуйста, никогда не ставьте дублировочную кювету полностью в холодную воду. С одной стороны, неравномерно остывающая масса для дублирования может перекокситься, с другой стороны, она слишком переохлаждается, вследствие чего происходит задержка затвердевания залитой паковочной массы. В результате замедленного затвердевания в формах из геля, на поверхности модели образуется шероховатая



Шершавая поверхность после дублирования в форме из геля.



Остатки паковочной массы при дублировании в силиконе из-за слишком холодной массы и формы.

поверхность, что, соответственно, ведет к образованию шероховатой поверхности у отлитых объектов.

Если дублирование делается в формах из силикона, то обязательно соблюдайте пропорции при замешивании силикона. Кроме этого, причиной таких явлений может быть недостаточно обезжиренная силиконовая форма или большой остаток не удаленного средства для снятия напряжения.

ПРОДУКТЫ В ФОКУСЕ



Wirocer plus

Никель - хромовый сплав для облицовки керамикой, не содержит бериллий



Wironit LA

универсальный кобальт - хромовый сплав. Может использоваться для бюгельных протезов с кламмерами и для комбинированных работ



Gelovit 200

Износостойчивый аппарат для дублирования. Обеспечивает надежность и высокое качество результатов

GO FOR LONDON

собирайте медали от BEGO



Собирайте медали от BEGO и получайте за каждую комбинацию золото + серебро + бронза товарный ваучер на 25 Евро.

Медали Вы найдете в больших упаковках паковочной массы, в упаковках с материалами для дублирования и пескоструйной обработки, с восковой проволокой и тиглями.

Подробная информация по адресу:
www.bego-londongames2012.com

Если у Вас в свою очередь тоже появятся вопросы или необходимость прояснить образовавшуюся ситуацию, пожалуйста, обращайтесь на горячую линию BEGO по телефону +49 (0)421 2028 380 или к Вашим продавцам.

Мы также с удовольствием интегрируем в рубрику E-tech Tip все Ваши интересные советы и рекомендации.



ОБУЧЕНИЕ на высоком уровне «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ!»

Используйте свой шанс и записывайтесь у нас на курсы совершенствования профессионального мастерства: «Съемное протезирование, комбинированные работы, техника фрезерования и замковые крепления» Курсы проводятся на английском языке с 8 августа по 2 сентября 2011. Еще есть свободные места. Подробную информацию Вы найдете по адресу www.academia-dental.de

[Follow](#) Находите нас на Facebook!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС У ВАШЕГО ПРОДАВЦА

ООО "ТСФ "ДЕНСТАР"

www.den-star.ru
тел. +7 495 438-96-79
E-mail: info@den-star.ru

